



Denu polírpaszta

Biztonsági adatlap

A 453/2010 EK, a 1907/2006 EK (REACH) és a 1272/2008 EK rendeletek (CLP-GHS) szerint.

A készítés dátuma: 2017. június 8.

1. Anyagmegnevezés, gyártó és forgalmazó megnevezése

Termék neve: DENU Pumice Paste

Termék leírása: Polírpaszta

Gyártó:

HDI Inc.

#201 IL-SHIN B/D, 24 Tongil-ro, Jung-gu,
Seoul, Korea (Telephone: +82-2-777-3510)

CHEMTREC (International) :+82-2-855-2874

Forgalmazó:

Fair-Trade Dental Kft.
2094 Nagykovácsi Károli Gáspár u. 10.
tel.: +361- 792-7344, +361- 792-7332

ETTSZ elérhetősége: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel.: 1/476-6400

2. Összetétel

Összetevő	A teljes tömeg %-a	CAS. szám
Ethanol	1-3	64-17-5
Xantán gumi	1-2	11138-66-2
Szilikon-dioxid	45-50	112925-00-8
Bentonit	3-5	1302-78-9
Glicerin	25-35	56-81-5
Xylitol	1-3	87-99-0
Víz	8-15	7732-18-5



Denu polírpaszta

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Belélegzés: Nincs veszélye.

Bőr: Nincs veszélye.

Szem: Nincs veszélye.

Lenyelés: Nincs veszélye.

4. Elsősegélynyújtás

Utasítások:

Szembe kerülés esetén: Azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel. majd legalább 15 percen keresztül folytassa a szem kiöblítését. Vizsgáltassa meg a szemét szakemberrel!

Belélegzés esetén: Fújja ki az orrát, öblítse ki a száját vagy gargalizáljon! Menjen ki a friss levegőre!

Bőrrel való érintkezés esetén: Nincs tennivaló.

Lenyelés esetén: Nincs tennivaló.

5. Tűzveszélyesség

Gyúlékonyság: Nem gyúlékony megfelelő használat során.

Oxidációs tulajdonság: Nem ismert.

Robbanékonysági adatok: Nem ismert.

Megfelelő tűzoltószerek: Vízpára, alkoholos oltóhabok, szén-dioxid és száraz vegyszerek.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi óvintézkedések: Viseljen védőfelszerelést, ha szükséges! Zárja el a szennyezett területet és ne engedjen oda senkit!

Tisztítási módszerek: Tisztítsa meg a szennyezett területet portörölő kendővel!

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: Olyan eszközöket használjon, melyek nem generálnak nagy port! Ha az anyag nedves, a felület csúszóssá válhat!



Denu polírpaszta

Higiéniai előírások: Filterrel ellátott porszívót használjon a por megszüntetésére!

Tárolás: Tartsa zárva a tégelyt, amikor nem használja! Száraz, hűvös, jól szellőztethető helyiségben tárolja a terméket!

8. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

Nincs szükség különleges intézkedésre. Filterrel ellátott porszívót használjon!

Bőr és test védelme: Nem szükséges.

Szem és arc védelme: Védőszemüveg használata ajánlott.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Szag: Szagtalan.

Vízoldékonyság: Elhanyagolható.

Egyéb tulajdonságról nincs ismert adat.

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: normál körülmények között stabil

Kerülendő körülmények: Reakcióba léphet hidrogén-fluoriddal és mérgező szilikon-tetrafluorid gáz képződhet.

11. Toxikológiai információk

Nem ismertek toxikológiai, rákkeltő hatásai.

Irritáció: Irritálhatja a szemet.

12. Ökológiai információk

Nem áll rendelkezésre adat.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Hulladékkezelési módszerek: A hulladékanyagokat a 2008/98/EK, a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 98/2001 (VI.5.) kormányrendelet előírásainak megfelelően kell kezelni. Megsemmisítésére erre szakosodott gazdálkodó szervezet segítségével történhet.



Denu polírpaszta

14. Szállításra vonatkozó adatok

Információ: Nem jelent veszélyt.

15. Szabályozással kapcsolatos információk

Az anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok: Az anyag nem szerepel sem a 96/82/EK rendeletben (SEVESO), sem a 123/2009 (VI.12.) Korm. rendeletben (PIC), sem a 94/33/EK irányelvben, sem pedig a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben.

Kémiai biztonsági értékelés: Az anyagról kémiai biztonsági értékelés egyelőre nem készült.

16. Egyéb információk

A megadott információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Az adatlap csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzi a terméket, és nem arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt. Az érvényes rendeletek betartása, az esetleges speciális felhasználási technológiának megfelelő biztonsági előírások kialakítása és betartása a felhasználó feladata. Az anyaggal (készítménnyel) kapcsolatos konkrét felhasználási mód során a 98/24/EK irányelv alapján fel kell mérni, és értékelni kell a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatot.

A gyártó a nem megfelelő használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

A biztonsági adatlap megfelel a 453/2010 EK, a 1272/2008 EK (CLP), és az 1907/2006 EK (REACH) rendeletek, az 1999/45 EK irányelv, a 2000. évi XXV. törvény és a 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet előírásainak.